

Fusion



Relax \

Fusion ... mobility meets comfort and design
 Uit de nood naar 'mobily' in versmelting met extreem ergonomisch comfort en high- end design ontstond 'Fusion ... mobility meets comfort and design'. Een verrijdbare relaxzetel die dankzij een discreet verwerkte en extern oplaadbare wisselbatterij eenvoudig kan worden verplaatst.

Niet langer bepaalt de positie van de zetel waar de gebruiker gaat zitten, maar bepaalt de gebruiker eenvoudig waar hij met de zetel wil gaan zitten. Niet langer is een zetel bedacht voor een zorgomgeving en geschikt voor een thuisomgeving, of omgekeerd. Fusion is de letterlijke versmelting van 2 werelden!

Fusion is een mee evoluerende zetel; heeft de gebruiker (in een zorginstelling of thuisomgeving) nood aan extra's, dan kan hij/ zij deze eenvoudig toevoegen op het bestaande basisconcept. Vb. wielen toevoegen voor extra mobiliteit of zorgaccessoires zoals een serumhouder, een zuurstoffeshouder of gewoon een handige koffietafel.

Wat maakt de Fusion Relax zo uniek? \

- \ \ Zeer comfortabel
- \ \ Ergonomische werking
- \ \ Grote 'zorg'hendels
- \ \ Gebruiksvriendelijk
- \ \ Onderhoudsvriendelijk
- \ \ Modulaire constructie - aanpasbaar op elk moment
- \ \ Manoeuvrbaarheid en beweeglijkheid - bedoeld om te bewegen
- \ \ Diverse zithoogtes
- \ \ Standaard geïntegreerde handmatige hoofdsteunverstelling
- \ \ Extreme stabiliteit en sterkte
- \ \ Tilliftoegankelijk (actieve, passieve en return tillift)
- \ \ Optioneel als slaapzetel verkrijgbaar
- \ \ Luxe uitvoering, mogelijkheid tot bekleding
- \ \ **Nieuw** - Optioneel met hoog-laag functie verkrijgbaar
- \ \ **Nieuw** - Optionele snelle toegang-opklapzitting

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

OVERZICHT FUSION RELAX



Armen

Beschikbaar met 7 verschillende armen, zowel open als gesloten en in verschillende soorten materialen.

Meer info op pagina

Verstelmechaniek

4 verschillende verstelmechanieken mogelijk, zowel manueel als elektrisch. De versie Zero Gravity is bovendien beschikbaar met een relaxpositie en slaappositie.

Meer info op pagina 3-4

Frame & wielen

Beschikbaar met 10 verschillende soorten onderstellen, afhankelijk van frame, grootte van de wielen en remtechniek.

Meer info op pagina 6

Opties & accessoires


De Fusion Relax bevat een hele hoop opties en accessoires om de care relax aan te passen aan de noden van de gebruiker.

Meer info op pagina 9

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

VERSTELMECHANIEKEN

NIEUW



HOOG-LAAG FUNCTIE

Deze nieuwe hoog-laag functie biedt een elektrische verticale hoogterestelling van 30cm vanaf de gekozen standaardhoogte (instaphoogte al vanaf 46 cm). Dit in combinatie met de elektrisch verstelbare rug - en beensteun zorgt voor optimale autonomie en ergonomie voor de gebruiker, alsook voor zorgpersoneel.


Enkel beschikbaar als optie bij Elektrisch 150° en in combinatie met wielen van Ø125.




ZERO GRAVITY 130°



Pure eenvoud. Rug en beensteun zijn synchroon traploos verstelbaar d.m.v. een gasveer. Van een actieve of passieve zithouding tot een uitstekende relaxpositie. De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 130° in relaxpositie.




ELEKTRISCH 150°





Gemakkelijk in gebruik. Zit, rug en beensteun zijn apart of synchroon elektrisch verstelbaar d.m.v. 2 motoren. Van een actieve en passieve zithouding tot een uitstekende relaxpositie, en alles ertussenin. De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 150° in relaxpositie. Mogelijkheid tot uitneembare en oplaadbare batterij.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie


VERSTELMECHANIEKEN






**DUO COMFORT
SYNCHRO 130°**



Ergonomie. Duo comfort synchro staat voor tal van zit- & relaxposities. Rug en beensteun zijn synchroon traploos verstelbaar d.m.v. een gasveer. Daarenboven kan de beensteun apart bijgesteld worden met een tweede gasveer. Van een actieve en passieve zithouding tot een uitstekende relaxpositie. De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 130° in relaxpositie.



**DUO COMFORT
SOLO 130°**




Gemakkelijk in gebruik. Zit, rug en beensteun zijn apart traploos verstelbaar d.m.v. 2 gasveren. Van een actieve en passieve zithouding tot een uitstekende relaxpositie, en alles ertussenin. De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 130° in relaxpositie.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

ARMEN


De Fusion Relax kan van verschillende armen voorzien worden; van een comfortabele volledig gestoffeerde arm tot een neerschuifbare arm. Naargelang het type armen is het al dan niet mogelijk om een eettafel op de arm te schuiven.




Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

FRAME EN WIELEN


Aluminium kruispoot met aluminium kolom, geëpoxeerd. De kruispoot is standaard in vaste vorm, niet verrijdbaar verkrijgbaar. Optioneel kan er gekozen worden om de mobiliteit te verhogen door het toevoegen van wielen en remsysteem. Alle versies met wielen Ø 125 mm zijn standaard voorzien van een ergonomisch gevormde kunststof duwbeugel en een voetensteun.




Vast, niet verrijdbaar
Standaardversie




A - Vast, met verplaatsingswielen




B - Wielen Ø75




C - Wielen Ø125 afzonderlijk geremd




D - Wielen Ø125 centraal geremd,
achteraan met dubbele pedaal




D - Wielen Ø125 centraal geremd,
achteraan met dubbele pedaal rechts




D - Wielen Ø125 centraal geremd,
zijdelings met dubbele pedaal links



E - Wielen Ø125 centraal geremd,
zijdelings met dubbele pedaal aan
beide zijden



F - Wielen Ø125 centraal geremd,
zijdelings met enkele pedaal
(links en rechts)














G - Wielen Ø125 centraal geremd,
met dubbele pedaal binnen de
kruisvoet achteraan en individuele
remmen vooraan

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN

TYPE											
Fusion	69-83 ⁴	74-86	119-125	50 ²	46	46-56 ¹	81	65-74 ³	35-48	ja	★ ★ ★

★ = huishoudelijk gebruik / ★ ★ = projectmatig gebruik / ★ ★ ★ = intensief projectmatig gebruik

(¹) Zithoogte

Elke Fusion relax is beschikbaar in 4 zithoogtes: 46 – 48 – 50 en 52 cm. De Fusion relax met wielen Ø75 en Ø125 mm zijn ook beschikbaar met zithoogte 54 en 56 cm. De lengte van de beensteun wordt bepaald aan de hand van de zithoogte. Op ieder moment kan de zithoogte, dankzij de modulaire opbouw van de Fusion, aangepast worden.

(²) Zitbreedte

Gemeten tussen de armen en de zitting: vooraan 49 cm – achteraan 48 cm

(³) Armleggerhoogte

21 cm – gemeten vanaf de zitting

(⁴) Totale breedte

Afhankelijk van het onderstel en het zijpand varieert de totale breedte van de zetel.

ZIT, RUG EN BEENSTEUN

Gestoffeerd. Ergonomisch gevormd.

Bijzonder comfortabel zitcomfort door de combinatie van een stalen buisframe met Nosag-veren en volledig ingeschuimd. Het hoge dichtheid geïnjecteerd schuim is brandvertragend.

De onderkant van de zitting is standaard afgewerkt met een elastisch, vochtafstotend en afwasbaar materiaal. Elke zetel heeft standaard een manueel verstelbaar hoofdgedeelte.

Nieuw - Fusion bezit als optie een 'snelle toegang-opklapzitting'. Dit maakt technisch onderhoud en schoonmaak makkelijker, sneller en ergonomischer.

Door de geïntegreerde beensteun zijn er geen hinderlijke randen en openingen tussen zitting en beensteun. Voorzien van een functioneel vormgegeven minimale opening tussen zit en rug, t.b.v het gemakkelijk reinigen.

Bij versie met wielen Ø125 standaard voorzien van een ergonomisch gevormde kunststof duwbeugel.

CE-GEKEURD


De elektrische versie van de Fusion relax is CE gekeurd volgens de machinerichtlijn. Hierbij wordt een analyse gemaakt van alle mogelijke risico's bij gebruik van het product. Deze risico's werden vervolgens aangepakt tijdens het uitwerken van het product. Bovendien beschikken alle elektrische onderdelen eveneens over een CE keuring en zijn daarom veilig in gebruik. CE-verklaring goedgekeurd door gerenomeerd keuringsbureau Vincotte.



Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

BEDIENING


Fusion Zero Gravity en Fusion Duo Comfort zijn telkens voorzien van 2 ergonomisch gevormde kunststof bedieningshendels. De verstelmecaniek wordt eenvoudig bediend door deze hendels naar voor (push) of naar achter (pull) te bewegen, hierdoor ontgrendelt de gasveer en is de relax soepel te verstellen naar elke gewenste zit- of ligpositie. Het is mogelijk om de relax zowel in elke gewenste zit- of ligpositie te vergrendelen, als de relax juist vrij te laten bewegen.



BEDIENING VAN FUSION ELEKTRISCH EN FUSION HOOG-LAAG

De Fusion elektrisch is standaard voorzien van een stroomkabel. Via de eenvoudige handbediening kan de Fusion gemakkelijk in de gewenste relax-, of slaapposities geplaatst worden. De handbediening bestaat uit 4 knoppen: rug omhoog, rug omlaag, beensteun omhoog, beensteun omlaag. Door 2 knoppen samen in te drukken, kunnen rug en beensteun tegelijk bediend worden.

Om meer bewegingsvrijheid te hebben binnen de ruimte, kan er geopteerd worden om te werken met een uitneembare en oplaadbare batterij. De batterij dient te worden uitgenomen om los van de relaxzetel op te laden in een docking station. We raden steeds aan om een extra oplaadbare en uitneembare batterij aan te kopen, om de elektrische werking van de relax continu te kunnen garanderen. Duw het knopje* op de batterij in om deze los te koppelen van de relax.



*Uitneembare batterij met drukknop



Elektrische handbediening



Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

OPTIES

	FUSION		
	HOME	CURA	CURA NS
Inschuifbare voetensteun <i>(enkel bij wielen 125 mm - niet mogelijk bij zithoogte 46 cm)</i>	-H	■	■
Fixatiebeugels ¹	-I	■	■
Hygiënische afwerking garniering voor rug	-J	■	■
Voorziening voor zuurstoffleshouder en serumhouder ¹	-K	■	■
Voorziening voor koffietafeltje ¹ <i>(niet mogelijk bij FUSION XL beklede armlegger)</i>	-L	■	■
Voorziening voor verstelbare orthopedische beensteun <i>(niet mogelijk bij uitvoering FUSION Zero Gravity)</i>	-M	■	■
Half beklede armsteun <i>(enkel bij houten armen)</i>	-N	■	■
Geheel beklede armsteun <i>(enkel bij houten armen)</i>	-O	■	■
Afneembaar hoofdeinde	-P	■	■
Stroomvoorziening via uitneembare en oplaadbare batterij met laadstation	-Q	■	■
UK-plug voor vaste stroomvoorziening	-R	■	■
Handrem links (frontaal gezien) <i>(enkel bij Fusion met centrale rem achteraan en wielen 125 mm; niet mogelijk bij Fusion Elektrisch en Hoog-Laag)</i>	-S	■	■
Ino zitting met 2 cm visco-elastisch schuim ² <i>(densiteit 50 kg/m³, hardheid 23 kPa)</i>	-T	■	■
Ino zitting met 4,5 cm visco-elastisch schuim ² <i>(densiteit 50 kg/m³, hardheid 23 kPa)</i>	-U	■	■
Elektrische Hoog-Laag functie <i>Enkel mogelijk bij elektrisch 100°/150° en wielen Ø125mm</i>	-V	■	■
Snelle toegang-opklapzitting	-W	■	■

¹Ook beschikbaar als accessoire

²De zithoogte bij deze optie verhoogt met 2 cm: 48, 50, 52, 54, 56* of 58* cm (*Enkel beschikbaar bij wielen Ø125 mm)



H - Inschuifbare voetensteun



I - Fixatiebeugels



K - Voorziening voor zuurstoffleshouder en serumhouder



L - Voorziening voor koffietafeltje



P - Afneembaar hoofdeinde



Q - Uitneembare en oplaadbare batterij in docking station

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

OPTIES



S - Handrem



V - gesloten afwerking van het geïntegreerd hoofdkussen

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

ACCESSOIRES

		FUSION		
		HOME	CURA	CURANS
Voorziening voor zuurstoffleshouder en serumhouder ¹	-1	■	■	■
Vaste inox serumhouder met 2 haken	-2	■	■	■
Uitschuifbare inox serumhouder met 4 haken	-3	■	■	■
Leeftablet kunststof <i>(niet mogelijk bij Fusion XL beklede armlegger)</i>	-4		■	■
Voorziening voor abductieklos op leeftablet <i>(niet mogelijk bij Fusion XL beklede armlegger)</i>	-5		■	■
Abductieklos op leeftablet <i>(niet mogelijk bij Fusion XL beklede armlegger)</i>	-6		■	■
Opberging kunststof leeftablet <i>(niet mogelijk bij Fusion XL beklede armlegger - enkel in combinatie met fixatiebeugels en duwbeugel)</i>	-7		■	■
Voorziening voor koffietafeltje ¹	-8	■	■	■
Koffietafeltje <i>(niet mogelijk bij Fusion XL beklede armlegger en Fusion Hoog-Laag)</i>	-9	■	■	■
Anatomische reductor hoofdsteun	-10	■	■	■
Anatomische reductor beensteun <i>(niet op centraal geremd links/rechts /links+rechts)</i>	-11	■	■	■
Anatomische reductor romp	-12	■	■	■
Urinezakhouder	-13		■	■
Zuurstoffleshouder	-14	■	■	■
Los nekkussen	-15	■	■	■
Fixatiebeugels ¹	-16	■	■	■
Losse fixatieriem <i>(enkel in combinatie met fixatiebeugels)</i>	-17	■	■	■
Voorziening voor orthopedische beensteun <i>(niet mogelijk bij Fusion Zero Gravity)</i>	-18	■	■	■

¹Ook beschikbaar als optie



1 - Voorziening voor zuurstoffleshouder en serumhouder



2 - Vaste inox serumhouder met 2 haken



3 - Uitschuifbare inox serumhouder met 4 haken



4 - Leeftablet kunststof



6 - Abductieklos op leeftablet



7 - Opberging kunststof leeftablet



8 - Voorziening voor koffietafeltje

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

ACCESSOIRES

	FUSION			
	HOME	CURA	CURANS	
Voorziening voor orthopedische beensteun - Large <i>(niet mogelijk bij Fusion Zero Gravity)</i>	-19	■	■	■
Verstelbare orthopedische beunsteun <i>(niet mogelijk bij Fusion Zero Gravity)</i>	-20	■	■	■
Laadstation voor uitneembare batterij	-21	■	■	■
Laadstation met UK-plug voor uitneembare batterij	-22	■	■	■
Extra uitneembare en oplaadbare batterij	-23	■	■	■
Voorziening voor multidirectionele anatomisch gevormde arMLEuning	-24			■
Multidirectionele anatomisch gevormde arMLEuning	-25			■

¹Ook beschikbaar als optie



9 - Koffietafeltje



10 - Anatomische reductor hoofdsteun



11 - Anatomische reductor romp



12 - Anatomische reductor beensteun



13 - Urinezakhouder



14 - Zuurstoffleshouder



15 - Los nekkussen



16 - Fixatiebeugels



20 - Verstelbare orthopedische beensteun



21 - Laadstation voor uitneembare batterij



23 - Extra uitneembare en oplaadbare batterij



25 - Multidirectionele anatomisch gevormde arMLEuning

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

OVERZICHT MODELLEN



FUSION HOME VAST



FUSION HOME
WIELEN Ø 75



FUSION HOME
WIELEN Ø 125



FUSION HOME
WIELEN Ø 125
CENTRAAL GEREMD



FUSION CURA VAST



FUSION CURA
WIELEN Ø 75



FUSION CURA
WIELEN Ø 125



FUSION CURA
WIELEN Ø 125
CENTRAAL GEREMD



FUSION CURA NS VAST



FUSION CURA NS
WIELEN Ø 75



FUSION CURA NS
WIELEN Ø 125



FUSION CURA NS
WIELEN Ø 125
CENTRAAL GEREMD

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie